

## 自动移液-稀释工作站



高速8/12针



可处理96孔微孔板，96孔深孔板，PCR板

# EDR-96X



## EDR-96X ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

用于微孔板/深孔板-液槽之间的液体传送/稀释

## 产品特征

- 可处理96孔微孔板，96孔深孔板，PCR板
- 微孔板供给收纳机构可一次放置25块板
- 配备试剂防沉淀搅拌装置（无级变速）
- 配备微孔板振动混合装置（无级变速）
- 配备一次性吸头自动装卸机构

## 应用

- 向微孔板注液
- 微孔板列稀释
- 微孔板间的液体移动
- PCR前/后的板处理
- 磁珠细胞等悬浮液体注液



## 产品规格

滴液/稀释方式	8/12孔独立注射器
滴液量	1~30 $\mu$ L, 10~250 $\mu$ L (吸头), 10~300 $\mu$ L (钢针)
可处理微孔板	96孔微孔板, 96孔深孔板, PCR板
控制器	大屏幕触摸屏, 自由编程
电源	AC100~240V 100VA 50/60Hz
外形尺寸	(长)450mm (宽)560mm (高)540mm
重量	90Kg

## 选件

标准配置	小试剂槽×3, 8/12ch 10~250 $\mu$ L吸头式液头
可选件	8/12ch 1~30 $\mu$ L 10~250 $\mu$ L吸头液头 压力传感器
	8/12ch 1~30 $\mu$ L 1~30 $\mu$ L吸头液头 压力传感器
	12ch 10~300 $\mu$ L 钢针液头 压力传感器
	滴液/吸液压力检测组件
	试剂搅拌组件
	试剂槽自动供给组件

