



E-09-011-001

# AMW-96SX ELISA 96孔同时处理洗板机




96针 钢针液头



## AMW-96SX

## New Release



 **美滴** 科技(北京)有限公司

MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062 移动:15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>


E-mail:[zhangxiang@medicattec.cn](mailto:zhangxiang@medicattec.cn)

## AMW-96SX

96针 金属双针液头, 20块微孔板自动供给收纳, 台式 ELISA 洗板机

## 【产品性能】

- 96孔 同时处理
- 清洗头, 废液管路自动清洗
- 可溢流清洗
- 可以选择喷液强度
- 喷液, 吸液检测传感器(选件)
- 处理速度 每块/20秒以内 (根据洗板的工序)
- 20块培养板自动供给机构 (可以在处理中途添加培养板)



96针 金属双针液头

选件

喷液, 吸液检测传感器

## 【产品规格】

## 型号

## AMW-96SX

使用环境

10 ~ +50度 (无冷凝), 湿度85%以下

清洗喷液量

50 $\mu$ L~990 $\mu$ L

清洗次数

1-9time

清洗方式

96孔同时喷液, 同时吸液

可处理微孔板

多种96孔微孔板

孔内残液量

每孔 $\leq$ 1.5 $\mu$ L

清洗头沁泡时间

最长999秒

清洗模式

Normal, Dispense, Aspirate, Dispense End, 可保存30种用户程序

微孔板自动供给机构

20块微孔板自动供给机构 (可以在处理中途添加微孔板)

外形尺寸

440 (W)  $\times$  490 (D)  $\times$  260mm (H)

Weight

27Kg(不含泵)

Power

AC220, 250VA

Standard

60L/min真空泵, 5L废液瓶, 2L真空吸引瓶

## MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062 移动:15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>E-mail:[zhangxiang@medicatec.cn](mailto:zhangxiang@medicatec.cn)

美滴科技(北京)有限公司