

# 试管瓶塞自动打开装置



给操作者和被检测体  
更安全的环境



## MCO-75/MCO-100

## New Release





## MCO-75/MCO-100 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

无需人工介入轻松开瓶（橡胶栓，非玻璃试管）  
避免飞溅污染，给操作者和被检测体更安全的环境

### 产品性能

- 对试管架上的所有试管同时打开
- 被打开的瓶塞不触及开塞机构，自动被投入废物袋中
- 开塞部分的零件结构上容易拆卸，可定时清洗
- 装置的高度可调节（6段调节）



### 【产品规格】

型号	MCO-75 (75mm 试管用) MCO-100 (100mm 试管用)
使用环境	10 ~ +50℃ (无结露), 湿度小于 85%
打开速度	MCO-75 15秒 MCO-100 9秒
打开方式	试管架上的10个试管同时打开
打开部机械手指	可拆卸清洗 (此零件结构为指定试管和试管架专用)
分离器	可拆卸清洗
抛物器	可拆卸清洗
尺寸	350~400 (H) × 290 (W) × 280mm (D)
重量	11Kg
电源	AC100V (AC220 available), 10VA

### MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室  
 电话: 010-89506062 移动: 15110235386  
 URL: <http://www.medicattec.cn>  
 E-mail: [zhangxiang@medicattec.cn](mailto:zhangxiang@medicattec.cn)