

ELISA 96孔同时处理洗板机



96针 钢针3针液头
主动清理针孔异物



MW-96CR



MW-96CR

96针3钢针液头, 自动液头清洗, 小型ELISA 洗板机

【产品性能】

- 96孔同时处理
- 独创的自动液头疏通清洗系统
- 3针结构, 减少各孔列间的污染传递
- 可保存9种用户程序
- 可处理各种的96孔微孔板



96针 金属3针液头

自动液头疏通清洗系统:

电源关闭前, 机器自动执行液头清洗, 防止由于清洗液结晶产生针孔及管路堵塞并用3针机构主动清理针孔中的异物.

在机器待机时, 3针机构也定时工作, 清理针孔中的异物.

【产品规格】

型号	MW-96CR
使用环境	10~50°C (无冷凝), 湿度85%以下
清洗注液量	50 μ L~990 μ L
清洗次数	1-9次
清洗方式	96孔同时喷液, 同时吸液
可处理微孔板	各种96孔微孔板
孔内残液量	每孔 \leq 1.5 μ L
液头浸泡时间	最长999秒
动作模式	清洗, 注液, 吸液, 结束时注液, 可保存9种用户程序
注液量精度	CV值 \leq 6% (@100 μ L)
外形尺寸	480 (长) \times 300 (宽) \times 251mm (高)
重量	20Kg (含泵)
电源	AC100, 100VA

MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室
 电话:010-89506062; 15110235386
 URL:<http://www.medicattec.cn>
 E-mail:zhangxiang@medicatec.cn